





全新的自动脂肪抽提仪

(适用于食品、饲料、乳品等行业)

- 1. 大容量的脂肪抽提
- 2. 在20分钟内可完成多达15个样品分析
- 3. 完全微电脑自动控制
- 4. 高效的溶剂回收(97%)和自动再循环
- 5. 非常安全的耐压耐高温合金钢密封腔体提取
- 6. 很小的占地空间

ANKOM XT15型脂肪分析仪。该设备运用了高自动化的系统,遵循并创新发展了索氏(Soxhlet)脂肪抽提法。就如我们的顶级产品ANKOM XT20脂肪分析仪一样,XT15 在严格的温度控制下,仪器凭借可靠的压力,将整个脂肪抽提过程逐渐加速进行。它能一次顺利完成15个样品的抽提,一个正常的日处理量可达到200个样品,生产和测试能力被极大的提高。值得注意的是,溶剂的回收高达97%以上,并且独有的、先进的自动再循环技术,使得该产品更节约更环保。与国际上其他同类的产品相比,ANKOM XT15的价格更低廉。(该系统可在国际上采用120V和220V电压定制的条件下运行)

ANKOM公司是超微过 滤袋技术(FBT)的开发者。 在确保操作过程简易和最大 程度排除操作误差的同时, 样品被完整的分离出。并且 因整个提取过程是完全密闭的,所以操作人员不用担闭 的,所以操作人员不用担心 化学试剂对自身的伤害。采 用滤袋技术,样品在一个自 动系统的控制下被批量的处 理,效率的提高引人注目。





Helping To Feed The World!



EXTRACTOR

设备主要技术参数

样品规格

滤袋结构 30µm孔隙三维结构

称样量/袋脂肪/油品范围样品批处理量结果标准差1. 0~3. 0g0%~100%最大15个≤1%

重复性精度 ≤1.5%

处理时间

粗脂肪抽提 20分钟(除去干燥时间,视不同样品种

类,抽提时间有所改变)

平均日处理量

粗脂肪抽提 200个

仪器规格

自动化程度 全自动抽取、全自动溶剂回收和全自动再循环

外型尺寸(宽×深×高) 13" ×20" ×31"

处理温度范围 室温~90℃控温精度 ±0.1℃

安全性密闭环境, 脱手工作主要用材耐高温、高腐蚀合金钢使用电压110-240V, 50-60Hz

仪器重量 44kg

Helping To Feed The World!

美国ANKOM 公司是将超微过滤袋技术(FBT)应用于纤维和脂肪分析的开发者,用户超过85个国家,在全球各使用领域,ANKOM 因品质和创新享有较高知名度。为提高效率而坚持不懈的寻求发展更先进的方法,ANKOM 专注于用户实际需求。我们通过提供全面的仪器、化学试剂和其他外围产品以支持纤维、粗脂肪、总脂肪、体外法和原位法等研究领域。我们将致力于保持产品的优质和服务的上乘。



北京安科博瑞科技有限公司 (ANKOM在华总代理)

地址:北京市海淀区永定路乙1 号乐府江南4号楼8-302

电话: +86 10 82791066 +86 10 58976335 传真: +86 10 82791066

手机: +86 13718138207 +86 13801298340

E-mail: bjankom@sina.com